

# Die 6 wichtigsten Eigenschaften

eines Winkelstücks



Falls Ihre Winkelstücke immer häufiger Probleme machen und repariert werden müssen, kann es sich lohnen über den Kauf neuer Instrumente nachzudenken.

Diese Liste gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die 6 wichtigsten Eigenschaften von Winkelstücken...

## » Kopfgröße

Kleine Köpfe und schlanke Hälse von Winkelstücken ermöglichen einen besseren Blick auf die Präparationsstelle. Achten Sie deshalb beim Kauf neuer Winkelstücke auf deren Kopfgröße. Inzwischen gibt es auch Instrumente mit Mini-Kopf, die speziell für schwer-einsehbare Stellen entwickelt sind.

## » Licht

Ein wichtiger Punkt, besonders wenn sie ältere Winkelstücke verwenden! Die heute eingesetzten LED-Lichter bei Instrumenten ermöglichen eine vielfach bessere Ausleuchtung der Präparationsstelle.

## » Lautstärke

Für Ihre Ohren und den Komfort Ihrer Patienten das wichtigste Thema. Die Geräusche in der Zahnarztpraxis machen vielen Patienten Angst. Im Besonderen haben hier die verwendeten Winkelstücke Einfluss. Durch die unmittelbaren Nähe zu Ihren Ohren und denen Ihres Patienten während der Behandlung, sollten Sie auf möglichst leise Instrumente setzen.



Am aller wichtigsten ist, dass Sie diese Liste aus der Sicht Ihrer Praxis lesen. Falls Sie beispielsweise viele Kinder behandeln, hat die Kopfgröße von Winkelstücken natürlich eine viel größere Bedeutung, da die Zugänglichkeit bei der Behandlung von Kindern eine größere Rolle spielt. Ebenso wird Ihre Spezialisierung, die Größe Ihrer Praxis und natürlich auch Ihre persönliche Präferenzen und Gewohnheiten eine Rolle spielen.



## » Gewicht


Winkelstücke waren in der Vergangenheit oft deutlich schwerer als Turbinen. Heutzutage schenken sich die beiden Technologien in Sachen Gewicht nur noch wenig. Besonders auf die Länge und das Gewicht des Motors sollten Sie achten - durch die Hebelwirkung wirkt sich sein Gewicht besonders stark auf die Ergonomie aus.

## » Spraydüsen

Sie werden überrascht sein, wie viel präziser neue Winkelstücke die Präparationsstelle kühlen werden. Dazu haben viele Instrumente heute auch wechselbare Wasserfilter, was das Stochern mit Nadeln in den Spraydüsen überflüssig macht.

## » Winkelkombination

Ein unscheinbarer Punkt mit großen Auswirkungen. Die Winkelkombination am Hals und zum Kopf eines Winkelstücks entscheidet darüber, wie leicht Sie an die Präparationsstelle kommen. Hier gilt es, das Winkelstück im Vorfeld zumindest einmal in die Hand genommen zu haben.



**...lesen Sie diese Liste aus der Sicht Ihrer Praxis.**