






Kompatibilitätsübersicht Drucker – Deutsch (ex-JAP)

	 MELAprint® 44	 MELAprint® 60	 MELAprint® 60 mit USB (BTP-580II) ab 2017	 MELAprint® 80	 Indirekt über MELAtrace
MELAtherm® 10	Protokolldruck (Netzwerkadapter Art.-Nr.ME40295)	—	—	—	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
Careclave®	—	Etikettendruck	Etikettendruck	Etikettendruck	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
Premium Evolution Cliniclave® 45	Protokolldruck (Netzwerkadapter Art.-Nr.ME40295)	Etikettendruck	Etikettendruck	—	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
Vacuclave® 550	—	Etikettendruck	Etikettendruck	Etikettendruck	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
Prime Line	—	—	Etikettendruck***	Etikettendruck Protokolldruck (ab FW-Update 2.6.1)	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
Pro Line	—	—	—	Protokolldruck (ab FW-Update 2.6.1)	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
Profi-Klasse Euroklav® MELAtronic® 15EN+ MELAquick® 12+/p Cliniklav® 25	Protokolldruck	—	—	Protokolldruck (Ab FW-Update 5.21)**	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
SteriHero Line	—	—	—	Protokolldruck (ab FW-Update 2.6.1)	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
MELAseal® 200	—	—	—	—	Protokolldruck*
MELAseal® Pro	Protokolldruck	—	—	—	Protokolldruck*

* Über MELAtrace® können immer Protokolle auf handelsüblichem Drucker gedruckt werden.

** Nicht kompatibel mit Geräten auf japanisch, türkisch, russisch, tschechisch und bulgarisch.

*** Bei der Anschaffung eines Prime Line Geräts bevorzugt den MELAprint® 80 nutzen.

— = nicht kompatibel