



Chairsiderestaurationen farblich perfektionieren

Drei vielseitige Werkstoffe für Ihre CEREC/inLab, die eine optimale Reproduktion ermöglichen: die Hybridkeramik VITA ENAMIC, die zirkondioxidverstärkte Glaskeramik VITA SUPRINITY PC und VITABLOCS TriLuxe forte Keramik mit integriertem 4-schichtigen Farbverlauf. Zentrales Thema, in diesem halbtägigen Kurs, ist das Nachbearbeiten und farbliche Anpassen Einzelzahnrestaurationen an ihre Nachbarzähne. Überzeugen Sie sich selbst, wie eine Chairside Behandlung in nur einer Sitzung einfach und effizient durchführbar ist.

Kursziel

Sie erfahren, wie Sie Kronen aus VITA SUPRINITY PC, VITA ENAMIC und VITABLOCS TriLuxe forte Keramik nach dem Schleifen mit Ihrer CEREC- bzw. inLab-Schleifeinheit richtig weiterverarbeiten und farblich an die Mundumgebung anpassen.

Kurslevel Basis Kurse

Inhalte im Überblick

Bei Kursbeginn erhalten Sie ein Modell mit bereits fertig geschliffenen Restaurationen:

- aus der Hybridkeramik VITA ENAMIC
- aus VITABLOCS TriLuxe forte Keramik
- aus der Glaskeramik VITA SUPRINITY PC

Von dem natürlichen Konturieren der Oberflächentextur, bis zur farblichen Charakterisierung mit den keramischen Malfarben VITA AKZENT Plus oder den lichthärtenden Malfarbensystem VITA AKZENT LC zeigen wir Ihnen, in nachvollziehbaren Schritten den Weg zur Patientenindividuellen Lösung.

Termin	Mittwoch, 18.11.2026 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Gebühr	Je Teilnehmer/in € 79,00 zzgl. MwSt.
Referent	ZTM Axel Appel
Teilnehmer	max. 20 Personen
Anmeldung	mit dem beigefügten Formular oder über unsere Homepage www.funckdental.de